

## AirSpiral™-slang

voor bevochtigers uit de myAirvo™-serie

REF MYAIRSPIRAL



# Kennismaking met de AirSpiral-slang.

De AirSpiral-slang voor bevochtigers uit de myAirvo-serie heeft een geavanceerd ontwerp met twee spiralen om condensatie te voorkomen. AirSpiral-slang produceert tot 93% minder condensatie\*.

\*In vergelijking met een Airvo-slang 900PT501 bij interne tests door F&P



Specificaties	
Productcode	MYAIRSPIRAL
Productbeschrijving	myAirvo AirSpiral-slang
Hoeveelheid	1 slang in elke zak
Gebruik	Maximaal 60 dagen per slang; voor meermalig gebruik bij één patiënt
Systeem voor bevochtigde high-flow	Bevochtigers uit de myAirvo-serie
Compatibele patiëntinterfaces	<p><b>Interfaces uit de Optiflow™ + serie 2-pack</b> (MYOPT9SMALL, MYOPT9MEDIUM, MYOPT9LARGE, MYOPT9TRACHE, MYOPT9MASK)</p> <p><b>Optiflow Junior 2 Home-neuscanules</b> (OJR416HM, OJR418HM)</p> <p><b>Interfaces uit de Optiflow+ serie 1-pack</b> (OPT942E, OPT944E, OPT946E, OPT970E, OPT980E)</p> <p><b>Optiflow Junior-neuscanules</b> (OPT316, OPT318)</p>

Verkrijgbaar in de onderstaande sets:



MYAIRSPIRAL



MYAIRVOKIT1

Meer informatie vindt u op  
[www.fphcare.com/myairvo](http://www.fphcare.com/myairvo)

Sommige producten zijn mogelijk niet in uw land beschikbaar. Neem contact op met de vertegenwoordiger van Fisher and Paykel Healthcare.