

myAIRVO™ 2-bevochtiger met geïntegreerde flowgenerator



# Maak kennis met de myAIRVO 2 van F&P.

Met zijn geïntegreerde flowgenerator en innovatieve zuurstoftoedieningssysteem biedt de myAIRVO 2 een effectieve, veelzijdige oplossing waarmee patiënten de voordelen van bevochtiging thuis en tijdens langdurige zorg kunnen ervaren.

## Krachtige prestaties

- Ontworpen om de ISO-norm voor bevochtiging van de luchtwegen te overtreffen
- Stille werking dag en nacht
- Tot 15 L/min aanvullende zuurstof

## Veelzijdig

- Verschillende patiëntinterfaces voor de bovenste en geïntubeerde luchtwegen
- Uitgebreid flowbereik: 2-60 L/min

## Installatie en gebruik

- Grafisch weergavemenu voor instellingen
- Geïntegreerde O<sub>2</sub>-menging vanuit concentrator of fles
- Ingebouwde O<sub>2</sub>-sensor
- Geen sondes of externe luchttoevoer nodig

## Specificaties

myAIRVO 2 bevochtiger met geïntegreerde flowgenerator	
<b>Beoogd gebruik</b>	De myAIRVO 2-bevochtiger is bestemd voor de behandeling van spontaan ademende patiënten die baat hebben bij het met hoge flow toedienen van verwarmde en bevochtigde beademingslucht. Dit is inclusief patiënten waarbij de bovenste luchtwegen zijn gepasseerd.  Afhankelijk van de patiëntinterface kan de flow 2 - 60 L/min bedragen. De myAIRVO 2 is bestemd voor gebruik bij patiënten thuis en in instellingen voor langdurige zorg.
<b>Vochtproductie</b>	Voldoet aan de norm ISO 80601-2-74:2017
<b>Flowinstellingen</b>	10 tot 60 L/min (standaard) 2 tot 25 L/min (Junior Modus)
<b>Patiënt-interfaces</b>	Interfaces uit de F&P Optiflow+ serie F&P Optiflow Junior 2 Home-neuscanules F&P Optiflow Junior-neuscanules
<b>Modellen</b>	PT100AZ / PT100EE / PT100EW / PT100UK / PT100US / PT100AN / PT100JP / PT100KR
<b>Afmetingen</b>	295 mm x 170 mm x 175 mm (11,6 inch x 6,7 inch x 6,9 inch)
<b>Gewicht</b>	2,2 kg (4,8 lb) - alleen apparaat 3,4 kg (7,5 lb) - verpakt in tas incl. accessoires
<b>Elektrische specificaties</b>	50-60 Hz 100-115 V - 2,2 A (max. 2,4 A) 220-240 V - 1,8 A (max. 2,0 A)

## Verbruiksartikelen

Productcodes	
	<b>Neuscanules uit de Optiflow™+-serie</b> MYOPT9SMALL (2-pack) MYOPT9MEDIUM (2-pack) MYOPT9LARGE (2-pack) OPT942E (1-pack) OPT944E (1-pack) OPT946E (1-pack)
	<b>Optiflow Junior 2 Home-neuscanules</b> OJR416HM (5-pack) OJR418HM (5-pack) <b>Optiflow Junior-neuscanules</b> OPT316 (20-pack) OPT318 (20-pack)
	<b>Optiflow+ tracheostoma-interfaces</b> MYOPT9TRACHE (2-pack) OPT970E (1-pack)
	<b>Optiflow+ interfaces voor adapters voor maskers</b> MYOPT9MASK (2-pack) OPT980E (1-pack)
	<b>AirSpiral™-slang</b> MYAIRSPIRAL (1-pack) 900PT560E (1-pack) 900PT560 (10-pack)
	<b>Waterzak</b> 900PT401 (2-pack)
	<b>Set met AirSpiral-slang en zelfvullende kamer</b> MYAIRVOKITI (1-pack)
	<b>Herbruikbare waterkamer</b> HC360 (1-pack)
	<b>Compacte standaard</b> 900PT400 (1-pack)
	<b>Luchtfilter</b> 900PT913 (2-pack)
	<b>Zuurstofinlaatset</b> 900PT422 (1-pack)
	<b>Desinfectieset</b> 900PT600 (1-pack)

Meer informatie vindt u op

[www.fphcare.com/myairvo](http://www.fphcare.com/myairvo)

Sommige producten zijn mogelijk niet in uw land beschikbaar. Neem contact op met de vertegenwoordiger van Fisher and Paykel Healthcare.