



## Gebruiksaanwijzing InnoSpire Deluxe met sidestream



[vernevelaarinfo.nl/  
downloads/videos](http://vernevelaarinfo.nl/downloads/videos)

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier gebruikt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

### In elkaar zetten

- De onderdelen passen maar op één manier goed in elkaar.
- Let erop dat onderdelen goed op elkaar aansluiten.

### Vernevelen

- Zorg ervoor dat u goed rechtop zit.
- Draai medicijnreservoir open, giet hierin de medicatievloeistof.
- Sluit uw lippen goed rond het mondstuk.
- Adem rustig en diep in, adem ontspannen uit.
- Plaats de hand niet over de opening aan de achterzijde van de vernevelaar.
- Houd de vernevelaar rechtop.
- De behandeling is klaar als er geen nevel meer uit de vernevelaar komt.

Er mag een kleine hoeveelheid medicijn in de vernevelaar achterblijven.

Merkt u dat het vernevelen langer duurt? Maak dan uw vernevelaar volledig schoon aan de hand van de schoonmaakinstructies.

### Verneveltijd

Circa 4 à 5 minuten

### Algemeen

Volg de schoonmaakinstructies nauwkeurig op. (zie achterzijde).

### Accu

De accu werkt alleen op netstroom.





## Schoonmaakinstructie InnoSpire Deluxe met sidestream

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier schoonhoudt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

### Compressor en vernevelslang

- 1x per week afnemen met een lichtvochtige doek.
- Haal na elke vernevelbeurt de vernevelaar van de slang en zet de compressor aan. Hierdoor wordt het vocht uit de slang geblazen.

### Jaarlijks onderhoud

Westfalen Medical komt 1x per jaar langs om de compressor te meten en het filter te vervangen.

### Filter compressor

- Air inlet filters elk kwartaal vervangen.
- 1x per 2 weken controleren op vervuiling.

### Vernevelaar (na iedere vernevelbeurt)

- Ontkoppel de vernevelaar van de vernevelslangen.
- Haal alle onderdelen uit elkaar.
- Spoel alle onderdelen goed af onder handwarm kraanwater.
- Dompel alle onderdelen 5 minuten onder in handwarm kraanwater met 3 druppels mild afwasmiddel.
- Borstel forse vervuiling eraf met een zachte (baby) tandenborstel.
- Spoel alles af onder warm kraanwater.
- Schud het overtollige water eraf.
- Laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone pluïsvrije theedoek.

### Vernevelaar (1x per dag)

- Voer altijd eerst bovenstaande handelingen uit.
- Alle onderdelen moeten vervolgens worden uitgekookt.
- Breng een pan met ruim kraanwater aan de kook. (Het gebruik van een magnetronsterilisator voor babyflessen is ook toegestaan)
- Leg, nadat het water kookt, alle onderdelen in de pan. Zorg ervoor dat de onderdelen de bodem van de pan niet raken. Hierdoor kan het gaan smelten.
- Laat alles 5 minuten koken.
- Haal de onderdelen voorzichtig uit de pan en schud het overtollige water eraf.
- Laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone pluïsvrije theedoek.

