



Weersverandering op komst?

Denk aan de instellingen van uw luchtbevochtiger om problemen te voorkomen



Droge mond
Droge slijmvliezen

- Stel het masker goed af
- Gebruik een luchtbevochtiger
- Drink voldoende water
- Gebruik neuszalf
- Gebruik een verwarmde slang



Condens in de slang

- Stel de luchtbevochtiger lager in
- Zet het apparaat lager dan het hoofdkussen
- Sluit het masker goed af?



Condens in het masker

- Sluit ramen
- Zet de kamertemperatuur hoger
- Gebruik een verwarmde slang

