



Instructiekaart Aansluiten zuurstof op CPAP met de Climate Line Air Oxy tube









zuurstofinfo.nl/
downloads

Deze instructie laat zien hoe u zuurstof aansluit op een CPAP-apparaat wanneer u gebruik maakt van de Climate Line Air Oxy tube. Deze slang kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ResMed AirSense 10.

Let op: Om te voorkomen dat er zuurstof in het CPAP-apparaat kan stromen waardoor storingen kunnen ontstaan, is het van belang om de juiste volgorde aan te houden bij het in- en uitschakelen van het CPAP-apparaat en de zuurstof.

Inschakelen: schakel eerst het CPAP-apparaat in, start daarna de zuurstof.

Uitschakelen: stop eerst de zuurstof, schakel daarna het CPAP-apparaat uit.

 <p>ResMed AirSense 10</p>	 <p>Zuurstofconnector (aansluiting voor de zuurstofslang)</p> <p>Climate Line Air Oxy tube</p>	
<p>1 Sluit de Climate Line Air Oxy tube aan op de luchttuitlaat.</p> 	<p>2 Verwijder het dopje van de zuurstofaansluiting.</p> 	<p>3 Sluit de zuurstofslang op de zuurstofconnector aan.</p> 
<p>4 Storingen en/of vragen: Zuurstof: Tel. 0570-858 450 Slaapapneu: Tel. 0570-234 625</p>  <p>Westfalen Medical</p>		