



Productspecificatie Inogen Rove 4



Inogen Rove 4 incl. 8 cell accu	
Flowinstelling	Gebruikstijd
1 (on demand)	5 uur en 49 minuten
2 (on demand)	4 uur en 40 minuten
3 (on demand)	2 uur en 44 minuten
4 (on demand)	1 uur en 47 minuten
Oplaadtijd accu	3 uur
Gewicht incl. accu	1,5 kg
Afmeting B x L x H	14,8 x 6,7 x 20,6 cm
Geluidsniveau	39 dB op stand 2

Inogen Rove 4 incl. 4 cell accu	
Flowinstelling	Gebruikstijd
1 (on demand)	3 uur en 1 minuten
2 (on demand)	2 uur en 23 minuten
3 (on demand)	1 uur en 25 minuten
4 (on demand)	54 minuten
Oplaadtijd accu	3 uur
Gewicht incl. accu	1,3 kg
Afmeting B x L x H	14,8 x 6,7 x 19 cm
Geluidsniveau	39 dB op stand 2

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.