



Acapella choice™

PEP-vibratietherapiesysteem

Ziekenhuis. Thuis. Overal

icumedical
human connections

Acapella choice

PEP-vibratietherapiesysteem

Snel en effectief


Het PEP-vibratietherapiesysteem Acapella choice combineert de voordelen van zowel de PEP-therapie als luchtwegvibraties voor het mobiliseren van longsecreties. De geleverde therapie wordt beter verdragen vergeleken met longfysiotherapie (chest physiotherapie, CPT) en kost ongeveer de helft van de tijd.¹

Eenvoudig te reinigen

Het Acapella choice-systeem kan uit elkaar worden gehaald voor een gemakkelijke reiniging. Het kan gereinigd worden in de vaatwasser (normale cyclus) of met warm water en zeep. Om te helpen bij het herstel, kan dit de patiënt vertrouwen geven bij het blijven gebruiken van Acapella™ na ontslag uit het ziekenhuis.

Eenvoudig te gebruiken

Het Acapella choice-systeem kan overal worden gebruikt en patiënten kunnen in iedere positie zelfstandig therapie toedienen.



Bestelinformatie

Acapella choice PEP-vibratieproducten			
	Artikelnummer	Beschrijving	Stuks/verpakking
	27-8000	Acapella choice met mondstuk	10
	27-8001	Acapella choice PEP-vibratietherapiesysteem (afzonderlijk verpakte hulpmiddelen)	10
Acapella DH PEP-vibratieproducten (groen)			
	21-1530	Acapella DH met mondstuk	10
	21-1531	Acapella DH met mondstuk (afzonderlijk verpakte hulpmiddelen)	10
Vibrerende Acapella DM PEP-producten (blauw)			
	21-1015	Acapella DM met mondstuk	10
	21-1016	Acapella DM met mondstuk (afzonderlijk verpakte hulpmiddelen)	10
Acapella-accessoires			
	20-0022	TheraPEP™-drukindicator, -slangen en -drukpoort	10
	27-8050	Vervangend mondstuk; past op alle ontwerpen uit de Acapella-reeks	50

Opmerking: het product is uitsluitend voor gebruik bij één patiënt.

1. Mahlmeister MJ et al. "Positive-expiratory-pressure mask therapy: Theoretical and Practical Considerations and a Review of the Literature", Respiratory Care, 1991.