

Optiflow™ +-neuscanule

voor bevochtigers uit de myAirvo™-serie

REF MYOPT9**SMALL**

REF MYOPT9**MEDIUM**

REF MYOPT9**LARGE**



Kennismaking met de Optiflow+-neuscanule.

Het geavanceerde ontwerp van de Optiflow+-neuscanule komt voort uit de inzet van Fisher & Paykel Healthcare voor betere zorg en resultaten. Er kan Nasal High Flow therapie mee worden toegediend, thuis en in instellingen voor langdurige zorg.



Specificaties

Productcode	MYOPT9SMALL	MYOPT9MEDIUM	MYOPT9LARGE
Productbeschrijving	myAirvo Small Neuscanule 2-pack	myAirvo Medium Neuscanule 2-pack	myAirvo Large Neuscanule 2-pack
Flowbereik	10-50 L/min	10-60 L/min	
Hoeveelheid	2 interfaces in elke zak		
Gebruik	Maximaal 30 dagen per canule; voor meermalig gebruik bij één patiënt		
Systeem voor bevochtigde high-flow	Bevochtigers uit de myAirvo-serie		

Verkrijgbaar in de onderstaande sets:



MYOPT9**SMALL**



MYOPT9**MEDIUM**



MYOPT9**LARGE**

Meer informatie vindt u op
www.fphcare.com/myairvo

Sommige producten zijn mogelijk niet in uw land beschikbaar. Neem contact op met de vertegenwoordiger van Fisher and Paykel Healthcare.

624265 REV A © 2021 Fisher & Paykel Healthcare Limited 

F&P, myAirvo, AirSpiral, Optiflow en Evaqua zijn handelsmerken van Fisher & Paykel Healthcare.