

AirSpiral™-slang

voor bevochtigers uit de myAirvo™-serie

REF MYAIRSPIRAL



Kennismaking met de AirSpiral-slang.

De AirSpiral-slang voor bevochtigers uit de myAirvo-serie heeft een geavanceerd ontwerp met twee spiralen om condensatie te voorkomen. AirSpiral-slang produceert tot 93% minder condensatie*.

*In vergelijking met een Airvo-slang 900PT501 bij interne tests door F&P



Specificaties	
Productcode	MYAIRSPIRAL
Productbeschrijving	myAirvo AirSpiral-slang
Hoeveelheid	1 slang in elke zak
Gebruik	Maximaal 60 dagen per slang; voor meermalig gebruik bij één patiënt
Systeem voor bevochtigde high-flow	Bevochtigers uit de myAirvo-serie
Compatibele patiëntinterfaces	Interfaces uit de Optiflow™ + serie 2-pack (MYOPT9SMALL, MYOPT9MEDIUM, MYOPT9LARGE, MYOPT9TRACHE, MYOPT9MASK) Optiflow Junior 2 Home-neuscanules (OJR416HM, OJR418HM) Interfaces uit de Optiflow+ serie 1-pack (OPT942E, OPT944E, OPT946E, OPT970E, OPT980E) Optiflow Junior-neuscanules (OPT316, OPT318)

Verkrijgbaar in de onderstaande sets:




MYAIRSPIRAL



MYAIRVOKIT1

Meer informatie vindt u op
www.fphcare.com/myairvo

Sommige producten zijn mogelijk niet in uw land beschikbaar. Neem contact op met de vertegenwoordiger van Fisher and Paykel Healthcare.

624290 REV A © 2021 Fisher & Paykel Healthcare Limited 
F&P, myAirvo, AirSpiral en Optiflow zijn handelsmerken van Fisher & Paykel Healthcare