

myAIRVO™ 2-bevochtiger met geïntegreerde flowgenerator



Maak kennis met de myAIRVO 2 van F&P.

Met zijn geïntegreerde flowgenerator en innovatieve zuurstoftoedieningssysteem biedt de myAIRVO 2 een effectieve, veelzijdige oplossing waarmee patiënten de voordelen van bevochtiging thuis en tijdens langdurige zorg kunnen ervaren.

Krachtige prestaties

- Ontworpen om de ISO-norm voor bevochtiging van de luchtwegen te overtreffen
- Stille werking dag en nacht
- Tot 15 L/min aanvullende zuurstof

Veelzijdig

- Verschillende patiëntinterfaces voor de bovenste en geïntubeerde luchtwegen
- Uitgebreid flowbereik: 2-60 L/min

Installatie en gebruik

- Grafisch weergavemenu voor instellingen
- Geïntegreerde O₂-menging vanuit concentrator of fles
- Ingebouwde O₂-sensor
- Geen sondes of externe luchttoevoer nodig

Specificaties

myAIRVO 2 bevochtiger met geïntegreerde flowgenerator	
Beoogd gebruik	De myAIRVO 2-bevochtiger is bestemd voor de behandeling van spontaan ademende patiënten die baat hebben bij het met hoge flow toedienen van verwarmde en bevochtigde beademingslucht. Dit is inclusief patiënten waarbij de bovenste luchtwegen zijn gepasseerd. Afhankelijk van de patiëntinterface kan de flow 2 - 60 L/min bedragen. De myAIRVO 2 is bestemd voor gebruik bij patiënten thuis en in instellingen voor langdurige zorg.
Vochtproductie	Voldoet aan de norm ISO 80601-2-74:2017
Flowinstellingen	10 tot 60 L/min (standaard) 2 tot 25 L/min (Junior Modus)
Patiënt-interfaces	Interfaces uit de F&P Optiflow+ serie F&P Optiflow Junior 2 Home-neuscanules F&P Optiflow Junior-neuscanules
Modellen	PT100AZ / PT100EE / PT100EW / PT100UK / PT100US / PT100AN / PT100JP / PT100KR
Afmetingen	295 mm x 170 mm x 175 mm (11,6 inch x 6,7 inch x 6,9 inch)
Gewicht	2,2 kg (4,8 lb) - alleen apparaat 3,4 kg (7,5 lb) - verpakt in tas incl. accessoires
Elektrische specificaties	50-60 Hz 100-115 V - 2,2 A (max. 2,4 A) 220-240 V - 1,8 A (max. 2,0 A)

Verbruiksartikelen

Productcodes	
	Neuscanules uit de Optiflow™+-serie MYOPT9SMALL (2-pack) MYOPT9MEDIUM (2-pack) MYOPT9LARGE (2-pack) OPT942E (1-pack) OPT944E (1-pack) OPT946E (1-pack)
	Optiflow Junior 2 Home-neuscanules OJR416HM (5-pack) OJR418HM (5-pack) Optiflow Junior-neuscanules OPT316 (20-pack) OPT318 (20-pack)
	Optiflow+ tracheostoma-interfaces MYOPT9TRACHE (2-pack) OPT970E (1-pack)
	Optiflow+-interfaces voor adapters voor maskers MYOPT9MASK (2-pack) OPT980E (1-pack)
	AirSpiral™-slang MYAIRSPIRAL (1-pack) 900PT560E (1-pack) 900PT560 (10-pack)
	Waterzak 900PT401 (2-pack)
	Set met AirSpiral-slang en zelfvullende kamer MYAIRVOKITI (1-pack)
	Herbruikbare waterkamer HC360 (1-pack)
	Compacte standaard 900PT400 (1-pack)
	Luchtfilter 900PT913 (2-pack)
	Zuurstofinlaatset 900PT422 (1-pack)
	Desinfectieset 900PT600 (1-pack)

Meer informatie vindt u op

www.fphcare.com/myairvo

Sommige producten zijn mogelijk niet in uw land beschikbaar. Neem contact op met de vertegenwoordiger van Fisher and Paykel Healthcare.