



Productspecificatie Companion C-1000 Topfill stroller

Companion C-1000 Topfill stroller	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,25 (continue)	1 dag en 5 uur
0,50 (continue)	20 uur
0,75 (continue)	16 uur
1,0 (continue)	13 uur
1,5 (continue)	9 uur
2,0 (continue)	7 uur
2,5 (continue)	6 uur
3,0 (continue)	5 uur
4,0 (continue)	3 uur en 50 minuten
5,0 (continue)	3 uur
6,0 (continue)	2 uur en 30 minuten
Hoogte	34,5 cm
Gewicht leeg	2,27 kg
Gewicht vol	3,70 kg

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.