



## Productspecificatie Homefill cilinder 1,7 liter on demand

Homefill cilinder 1,7 liter on demand	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,25	50 dagen
0,50	42 dagen
0,75	32 dagen
1,0	24 dagen
1,5	16 dagen
2,0	11 dagen
2,5	9 dagen
3,0	7 dagen
4,0	6 dagen
5,0	5 dagen
6,0	4 dagen
<b>Hoogte</b>	97,8 cm
<b>Diameter</b>	36,1 cm
<b>Gewicht leeg</b>	27,2 kg
<b>Gewicht vol</b>	71,6 kg

### Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.