



Productspecificatie Easymate Dualfill en Topfill 45 liter

Easymate Dualfill en Topfill 45 liter	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,5	51 dagen
1,0	24 dagen
1,5	15 dagen
2,0	12 dagen
2,5	9 dagen
3,0	8 dagen
4,0	6 dagen
5,0	5 dagen
6,0	4 dagen
7,0	3 dagen
8,0	3 dagen
Hoogte	88,9 cm
Diameter	40,6 cm
Gewicht leeg	23,2 kg
Gewicht vol	74,6 kg

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.