



Productspecificatie Helios H-300 Topfill stroller

Helios H-300 Topfill stroller	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,25 (continue)	16 uur
0,50 (continue)	11 uur
0,75 (continue)	7 uur
1,0 (on demand)	17 uur
1,5 (on demand)	11 uur
2,0 (on demand)	8 uur
2,5 (on demand)	6 uur
3,0 (on demand)	5 uur
3,5 (on demand)	4 uur en 30 minuten
4,0 (on demand)	3 uur
Hoogte	27,2 cm
Gewicht leeg	1,22 kg
Gewicht vol	1,63 kg

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.