



## Productspecificatie Helios H-850 Topfill stroller

Helios H-850 Topfill stroller	
Flowinstelling	Gebruikstijd
1,0 (continue)	11 uur
2,0 (continue)	5 uur en 40 minuten
3,0 (continue)	3 uur en 40 minuten
4,0 (continue)	2 uur en 40 minuten
5,0 (continue)	2 uur
6,0 (continue)	1 uur en 40 minuten
1,5 (on demand)	1 dag en 3 uur
2,0 (on demand)	20 uur
2,5 (on demand)	16 uur
3,0 (on demand)	13 uur
4,0 (on demand)	10 uur
<b>Hoogte</b>	38,3 cm
<b>Gewicht leeg</b>	1,60 kg
<b>Gewicht vol</b>	2,50 kg

### Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.