



Productspecificatie Helios Topfill 46 liter

Helios Topfill 36 liter	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,50	56 dagen
0,75	36 dagen
1,0	26 dagen
1,5	17 dagen
2,0	13 dagen
3,0	8 dagen
4,0	6 dagen
5,0	5 dagen
6,0	4 dagen
8,0	3 dagen
10,0	2 dagen en 12 uur
Hoogte	95,2 cm
Diameter	39,1 cm
Gewicht leeg	27,2 kg
Gewicht vol	72,1 kg

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.