



Productspecificatie Zen-O Lite

Zen-O Lite	
Flowinstelling	Gebruikstijd
1 (Eco modus)	9 uur
2 (Eco modus)	8 uur
3 (Eco modus)	5 uur
4 (Eco modus)	4 uur
5 (Eco modus)	3 uur
Oplaadtijd accu	6 uur
Gewicht incl. accu	2,5 kilo
Afmeting B x L x H	9,7 x 24,9 x 23,5 cm
Geluidsniveau	37 Db op stand 2

Bijzonderheden:

- > Wij leveren standaard 2 accu's.
- > De genoemde gebruikstijd is een gemiddelde tijd bij het gebruik van 2 accu's.
- > Het is ook mogelijk om de flowinstelling op halve standen te zetten.

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.