



Productspecificatie Hi Flow stroller

Hi Flow stroller	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,50 (continue)	32 uur
1,0 (continue)	16 uur
2,0 (continue)	8 uur
2,5 (continue)	6 uur en 20 minuten
3,0 (continue)	5 uur en 20 minuten
4,0 (continue)	4 uur
6,0 (continue)	2 uur en 40 minuten
8,0 (continue)	2 uur
10,0 (continue)	1 uur en 40 minuten
12,0 (continue)	1 uur en 20 minuten
15,0 (continue)	1 uur
Hoogte	33,5 cm
Gewicht leeg	2,5 kg
Gewicht vol	3,7 kg

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.