



Productspecificatie Zuurstofcilinder 10 liter

Zuurstofcilinder 10 liter	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,25	120 uur
0,50	60 uur
0,75	40 uur
1,0	30 uur
1,5	22 uur en 30 minuten
2,0	15 uur
2,5	12 uur en 30 minuten
3,0	10 uur
4,0	8 uur
5,0	6 uur en 15 minuten
6,0	5 uur
7,0	4 uur en 30 minuten
8,0	4 uur
9,0	3 uur en 30 minuten
10	3 uur
12	2 uur en 30 minuten
15	2 uur
25	1 uur en 15 minuten
Hoogte	108 cm
Diameter	14 cm
Gewicht zonder reduceerventiel	15,5 kilo

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.