



## Productspecificatie Zuurstofcilinder 2 liter

Zuurstofcilinder 2 liter	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,25	24 uur
0,50	12 uur
0,75	8 uur
1,0	6 uur
1,5	4 uur en 30 minuten
2,0	3 uur
2,5	2 uur en 30 minuten
3,0	2 uur
4,0	1 uur en 30 minuten
5,0	1 uur en 15 minuten
6,0	1 uur
7,0	50 minuten
8,0	45 minuten
9,0	35 minuten
10	30 minuten
12	20 minuten
15	15 minuten
<b>Hoogte</b>	50,5 cm
<b>Diameter</b>	10 cm
<b>Gewicht zonder reduceerventiel</b>	4 kilo

### Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.