



Productspecificatie Eclipse 5

Eclipse 5	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,5 (continu)	4 uur en 20 min
1 (continu)	3 uur en 40 min
1,5 (continu)	2 uur en 40 min
2 (continu)	2 uur
2,5 (continu)	1 uur en 40 min
3 (continu)	1 uur en 20 min
1 (demand)	5 uur en 20 min
2 (on demand)	5 uur en 10 min
3 (on demand)	4 uur en 40 min
4 (on demand)	4 uur
5 (on demand)	3 uur en 40 min
6 (on demand)	3 uur en 30 min
Oplaadtijd accu	5 uur
Gewicht incl. accu	8,3 kg
Afmeting B x L x H Incl. trolley	31,2 x 18 x 49 cm
Geluidsniveau	38 dB op stand 2 (on demand)

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.