



Productspecificatie Inogen One G2

Inogen One G2 (12 Cell)	
Flowinstelling	Gebruikstijd
1 (on demand)	4 uur
2 (on demand)	3,5 uur
3 (on demand)	2,7 uur
4 (on demand)	2,2 uur
5 (on demand)	2 uur
Oplaadtijd accu	4 uur
Gewicht incl. accu	3,3 kg
Afmeting B x L x H	10 x 27,3 x 24,3 cm
Geluidsniveau	38 dB op stand 2

Inogen One G2 (24 Cell)	
Flowinstelling	Gebruikstijd
1 (on demand)	8 uur
2 (on demand)	7 uur
3 (on demand)	5,4 uur
4 (on demand)	4,4 uur
5 (on demand)	4 uur
Oplaadtijd accu	8 uur
Gewicht incl. accu	4 kg
Afmeting B x L x H	10cm x 27,3 x 24,3 cm
Geluidsniveau	38 dB op stand 2

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.