



Productspecificatie Homefill cilinder 1,7 liter continue

Homefill cilinder 1,7 liter continue	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,25 (continue)	16 uur
0,50 (continue)	8 uur
0,75 (continue)	5 uur en 20 minuten
1,0 (continue)	4 uur
1,5 (continue)	2 uur en 40 minuten
2,0 (continue)	2 uur
2,5 (continue)	1 uur en 30 minuten
3,0 (continue)	1 uur en 20 minuten
4,0 (continue)	1 uur
5,0 (continue)	50 minuten
6,0 (continue)	40 minuten
Hoogte	37,5 cm
Diameter	11,1 cm
Gewicht	2,6 kg

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van het aantal ademhalingen van de patiënt en de leeftijd van de apparatuur.