



Productspecificatie Inogen Rove 6

Inogen Rove 6 (8 cell)		Inogen Rove 6 (16 cell)	
Flowinstelling	Gebruikstijd	Flowinstelling	Gebruikstijd
1 (on demand)	6 uur en 15 minuten	1 (on demand)	12 uur en 45 minuten
2 (on demand)	5 uur	2 (on demand)	10 uur en 15 minuten
3 (on demand)	3 uur en 15 minuten	3 (on demand)	6 uur en 30 minuten
4 (on demand)	2 uur en 15 minuten	4 (on demand)	5 uur en 15 minuten
5 (on demand)	1 uur en 45 minuten	5 (on demand)	3 uur en 30 minuten
6 (on demand)	1 uur en 15 minuten	6 (on demand)	2 uur en 30 minuten
Oplaadtijd accu	3 uur	Oplaadtijd accu	4 uur
Gewicht incl. accu	2,2 kg	Gewicht incl. accu	2,6 kg
Afmeting B x L x H	8,3 x 18,3 x 20,5 cm	Afmeting B x L x H	8,3 x 18,3 x 22,9 cm
Geluidsniveau	39 dB op stand 2 (MDS-Hi)	Geluidsniveau	39 dB op stand 2 (MDS-Hi)

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.