



Productspecificatie Zen-O (24 cell)

Zen-O (24 cell)	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,5 (continue)	6 uur
1,0 (continue)	3 uur en 30 minuten
1,5 (continue)	2 uur en 30 minuten
2,0 (continue)	1 uur en 30 minuten
1,0 (on demand)	8 uur
2,0 (on demand)	8 uur
3,0 (on demand)	6 uur
4,0 (on demand)	4 uur en 30 minuten
5,0 (on demand)	4 uur
6,0 (on demand)	3 uur en 30 minuten
Oplaadtijd accu	6 uur
Gewicht incl. accu	5,3 kilo
Afmeting B x L x H incl. trolley	21,2 x 16,8 x 31,3 cm
Geluidsniveau	38 Db op stand 2 (Pulse)

Bij on demand gebruik is het ook mogelijk om de flowinstelling met halve standen te verhogen.

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.