



Productspecificatie Liberator Topfill en Sidefill stroller

Liberator Topfill en Sidefill stroller	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,25 (continue)	1 dag en 8 uur
0,5 (continue)	21 uur
0,75 (continue)	16 uur
1,0 (continue)	13 uur
1,5 (continue)	9 uur
2,0 (continue)	7 uur
2,5 (continue)	6 uur
3,0 (continue)	5 uur
4,0 (continue)	4 uur
5,0 (continue)	3 uur en 20 minuten
6,0 (continue)	2 uur en 40 minuten
Hoogte	33,5 cm
Gewicht leeg	2,27 kg
Gewicht vol	3,60 kg

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van het aantal ademhalingen van de patiënt en de leeftijd van de apparatuur.