



# Weersverandering op komst?

Denk aan de instellingen van uw luchtbevochtiger  
om problemen te voorkomen

**Westfalen**  
Medical



Droge mond  
Droge slijmvliezen

- Stel het masker goed af
- Gebruik een luchtbevochtiger
- Drink voldoende water
- Gebruik neuszalf
- Gebruik een verwarmde slang



Condens in de slang

- Stel de luchtbevochtiger lager in
- Zet het apparaat lager dan het hoofdkussen
- Sluit het masker goed af?
- Sluit ramen
- Zet de kamertemperatuur hoger
- Gebruik een verwarmde slang



Condens in het masker

