



Totaalleverancier voor respiratoire zorg



Westfalen
Medical

Inhoud

- 1 Totaalleverancier voor respiratoire zorg
- 3 Voorwoord
- 4 Uw partner in respiratoire zorg

- 6 Stationaire zuurstofconcentratoren
- 7 Mobiele en transportable zuurstofconcentratoren
- 8 Vloeibare zuurstof Vaten en strollers
- 10 Zuurstofcilinders met geïntegreerde reduceerventiel 2 en 10 liter
- 13 De voordelen van zuurstofcilinders met het digitale COMFY® ventiel

- 14 Vernevel- en PEP-therapie
- 15 Antibiotica verneveltherapie
- 16 Nasal High Flow therapie
- 17 PAP-therapie

- 18 Verbruiks- en comfortartikelen
- 20 Trainingen van Westfalen Medical
- 22 De kwaliteit van Westfalen Medical
- 23 Zorgportaal
- 24 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
- 26 Westfalen



Voorwoord

Westfalen Medical, gevestigd in Deventer, is als trotse dochteronderneming van de internationale Westfalen Groep uw toegewijde partner op het gebied van long- en slaapzorg. Wij leveren hoogwaardige medicinale en medische gassen, medische producten en diensten die naadloos aansluiten op de behoeften van zorgprofessionals. Of het nu gaat om ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, hulpdiensten of de offshore-sector: wij zorgen voor de juiste ondersteuning, zodat u zich volledig kunt richten op de beste zorg.

Onze missie

Westfalen Medical is gericht op het bieden van hoogwaardige producten, het ontzorgen van de organisaties, verfijnde oplossingen bieden aan de uiterst kritische zorgverleners binnen het speelveld van de gezondheidszorg en het op maat leveren van service en diensten.

Onze visie

Ten grondslag aan onze missie ligt onze visie. Wij vatten die samen in 3 kernbegrippen:

1. Wakker zijn

We zijn voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied. Daar staan we niet alleen voor open, we denken ook vooruit en luisteren naar onze klanten. Zij zijn het referentiekader dat ons scherp houdt en ons uitdaagt om op een innovatieve manier vorm te geven aan beide: het welzijn van onze klanten en de toekomst van ons bedrijf.

2. Vitaliteit

We doen ons werk met plezier en enthousiasme in een omgeving met ruimte voor nieuwe initiatieven. De impuls die daarvan uitgaat zorgt voor energie en teamspirit. Nemen we een beslissing dan doen we dat weloverwogen en staan we achter de uitwerking. De obstakels die we onderweg tegenkomen zien we als uitdagingen om te overwinnen. Met doorzettingsvermogen willen we eigen en gemeenschappelijke doelstellingen realiseren.

3. Betrokkenheid

We streven naar een duurzame relatie met onze klanten. Een band die is opgebouwd uit waardering en vertrouwen. In die relatie is luisteren belangrijk. Om te begrijpen wat mensen bezighoudt en wat ze belangrijk vinden. Om samen te bepalen welke hulp waar en op welke manier het best tot zijn recht komt.

Uw partner in respiratoire zorg

Iedere zorginstelling is uniek. Daarom bieden wij geen standaardoplossingen aan, maar maatwerk dat écht werkt. Op basis van een grondige, kosteloze inventarisatie brengen wij uw specifieke behoeften in kaart. Het resultaat? Efficiëntere zorg, betere resultaten voor cliënten en een oplossing die naadloos aansluit op uw processen.



Bij ons kunt u terecht voor alles op het gebied van long- en slaapzorg:

- › Medische- en medicinale gassen
- › Medische hulpmiddelen

Daarnaast bieden wij alle benodigde verbruiks- en comfortartikelen aan voor een optimaal gebruik.



Uitstekende service en expertise

Bij ons staat hoogwaardige service en een hoog kennisniveau centraal. Ons team biedt u altijd de meest optimale ondersteuning. Met onze uitgebreide ervaring en expertise in respiratoire zorg, helpen wij u de hoogste kwaliteit zorg aan uw cliënten te garanderen.

Betrouwbare samenwerking

Als uw vaste partner zijn wij altijd bereikbaar en bieden wij uitstekende service. Toch blijven we streven naar verbetering. U heeft één vast contactpersoon en binnen kantooruren staat onze sales support altijd voor u klaar. We geven (periodiek) training aan uw personeel, afgestemd op uw specifieke behoeften, zodat uw team altijd up-to-date is met de nieuwste technieken en procedures.

Maatwerkoplossingen op basis van gratis inventarisaties

Wij begrijpen dat iedere zorginstelling uniek is. Daarom bieden wij maatwerkoplossingen op basis van grondige inventarisaties die wij kosteloos uitvoeren. Hierdoor kunnen we precies inspelen op uw specifieke behoeften en omstandigheden. Dit leidt tot efficiëntere zorg en betere resultaten voor uw cliënten. U kunt altijd met ons in overleg gaan indien u iets anders voor uw cliënt wenst.

Digitaal portaal voor gemakkelijk beheer

Om het u nog gemakkelijker te maken, kunnen wij, indien gewenst, voorzien in een digitaal portaal. Via dit portaal kunt u bestellingen plaatsen, retouren aanmelden en een overzicht vinden van alle uitstaande cilinders binnen uw organisatie. Deze service bieden wij u kosteloos aan, zodat u altijd overzicht en controle heeft over uw voorraad en bestellingen.

Altijd de juiste voorraad

Voorraadbeheer? Laat dat maar aan ons over. Wij kunnen dit volledig van u overnemen als u dat prettig vindt. Wij zorgen altijd voor een passende, specifieke oplossing, zodat u altijd voorraad heeft die is afgestemd op uw verbruik. Dit kan leiden tot een aanzienlijke voorraadreductie en besparing voor uw instelling.

Wat u van ons kunt verwachten

Wij begrijpen dat u benieuwd bent hoe alles werkt en wat u van ons kunt verwachten. Bij ons krijgt u niet alleen de beste apparatuur, maar ook de beste ondersteuning. Van levering tot voorraadbeheer en van trainingen tot onderhoud. Wij zorgen ervoor dat u en uw cliënten altijd op ons kunnen rekenen. Neem vandaag nog contact op met ons om te ontdekken hoe wij u kunnen ondersteunen in het bieden van de beste zorg aan uw cliënten. Samen bouwen we aan een betrouwbare en efficiënte zorgomgeving.

Een greep uit ons assortiment:

Stationaire zuurstofconcentratoren

Zuurstofconcentratoren trekken de zuurstof uit de omgevingslucht. In de concentrator wordt de kooldioxide en de stikstof gefilterd en teruggegeven aan de omgevingslucht. Vervolgens gaat een hoog percentage zuurstof via de neusbriil naar de gebruiker.

Getoonde apparatuur is een greep uit ons assortiment. Neem contact met ons op voor het actuele aanbod huur- en koop apparatuur.



Philips Oxygenate 5	
Gewicht	18 kg
Afmeting B x L x H	41 x 26,5 x 53 cm
Geluidsniveau	< 40 dB
Flowbereik	0,5 – 5 L/min
Verbruik per uur	0,36 kw/uur
Verbruik per dag	8,64 kw

DeVilbiss C525	
Gewicht	16,3 kg
Afmeting B x L x H	34,2 x 30,4 x 62,2 cm
Geluidsniveau	40 dB
Flowbereik	1-5 liter
Verbruik per uur	0,30 kw/uur
Verbruik per dag	7,2 kw

DeVilbiss 1025	
Gewicht	19 kg
Afmeting B x L x H	34,2 x 30,4 x 62,2 cm
Geluidsniveau	59 dB
Flowbereik	2-10 liter
Verbruik per uur	0,664 kw/uur
Verbruik per dag	15,9 kw



Informatie en instructievideo's over het onderhoud en gebruik zijn te vinden op onze website. Scan hiervoor de QR-code.

Let op!

De gebruikstijden die bij de apparatuur staan vermeld zijn gemiddelden. Het is afhankelijk van meerdere factoren, zoals bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur.

Mobiele en transportable zuurstofconcentratoren

Een mobiele concentrator is de draagbare variant van de stationaire concentrator. Een transportable concentrator wordt geleverd met een trolley.

Getoonde apparatuur is een greep uit ons assortiment. Neem contact met ons op voor het actuele aanbod huur- en koop apparatuur.

Raadpleeg onze sales support voor een deskundig advies over de inzet van de mobiele en transportable concentratoren bij uw cliënten.



On demand	
Rove 6 - 16 cell accu	
Flowinstelling	Gebruikstijd
1 (on demand)	12 uur en 45 min
2 (on demand)	10 uur en 15 min
3 (on demand)	6 uur en 30 min
4 (on demand)	5 uur en 15 min
5 (on demand)	3 uur en 30 min
6 (on demand)	2 uur en 30 min
Oplaadtijd accu	tot 4 uur
Gewicht incl. accu	2,6 kg
Afmeting B x L x H	18,3 x 8,3 x 22,9 cm
Geluidsniveau	39 dB op stand 2 (MDS-Hi)

		On demand	Continue
Zen-O - 24 cell accu			
Flowinstelling		Gebruikstijd	
0,5	(continue)	5 uur en 40 min	
1	(continue)	3 uur en 10 min	
1,5	(continue)	2 uur en 10 min	
2	(continue)	1 uur en 10 min	
1	(on demand)	7 uur en 40 min	
2	(on demand)	7 uur en 20 min	
3	(on demand)	5 uur en 40 min	
4	(on demand)	4 uur en 10 min	
5	(on demand)	3 uur en 40 min	
6	(on demand)	3 uur en 10 min	
Oplaadtijd accu		6 uur	
Gewicht incl. accu		5,3 kg	
Afmeting B x L x H incl. trolley		21,2 x 16,8 x 31,3 cm	
Geluidsniveau		38 dB op stand 2 (on demand)	

		On demand	Continue
Eclipse 5			
Flowinstelling		Gebruikstijd	
0,5	(continue)	4 uur en 20 min	
1	(continue)	3 uur en 40 min	
1,5	(continue)	2 uur en 40 min	
2	(continue)	2 uur	
2,5	(continue)	1 uur en 40 min	
3	(continue)	1 uur en 20 min	
1	(on demand)	5 uur en 20 min	
2	(on demand)	5 uur en 10 min	
3	(on demand)	4 uur en 40 min	
4	(on demand)	4 uur	
5	(on demand)	3 uur en 40 min	
6	(on demand)	3 uur en 30 min	
Oplaadtijd accu		5 uur	
Gewicht incl. accu		8,3 kg	
Afmeting B x L x H incl. trolley		31,2 x 18 x 49 cm	
Geluidsniveau		38 dB op stand 2 (on demand)	

On demand systeem: geeft zuurstof af bij een goede neusademhaling.
Continue systeem: geeft continue zuurstof af, ongeacht de ademhaling.

Vloeibare zuurstof

Vaten en strollers



Let op!

De gebruikstijden die bij de apparatuur staan vermeld zijn gemiddelden. Het is afhankelijk van meerdere factoren, zoals bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur.

Strollers die geschikt zijn voor gebruik bij het Liberator vat zijn:

- › Liberator stroller
- › Liberator Hi Flow stroller
- › Companion C-1000 stroller



Vloeibare zuurstof is zuurstof die bij zeer lage temperaturen wordt opgeslagen in een vloeibare toestand. Vloeibare zuurstof is een medicijn en alleen verkrijgbaar op recept.

Ons assortiment bestaat uit topfill vaten en strollers. Bij de topfill vaten bevindt de vulopening zich aan de bovenzijde.

Een stroller is een draagbaar, lichtgewicht apparaat dat wordt gebruikt in combinatie met een vloeibaar zuurstofvat. Aangezien de stroller is ontworpen om gemakkelijk meegenomen te worden, biedt het uw cliënten mobiliteit en flexibiliteit.

Getoonde apparatuur is een greep uit ons assortiment. Neem contact met ons op voor het actuele aanbod huur- en koop apparatuur.



Continue

Liberator Topfill stroller	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,25 (continue)	1 dag en 8 uur
0,5 (continue)	21 uur
0,75 (continue)	16 uur
1 (continue)	13 uur
1,5 (continue)	9 uur
2 (continue)	7 uur
2,5 (continue)	6 uur
3 (continue)	5 uur
4 (continue)	4 uur
5 (continue)	3 uur en 20 min
6 (continue)	2 uur en 40 min
Hoogte	33,5 cm
Gewicht leeg	2,27 kg
Gewicht vol	3,60 kg



Continue

Liberator Hi Flow stroller	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,5	32 uur
1	16 uur
2	8 uur
2,5	6 uur en 20 min
3	5 uur en 20 min
4	4 uur
6	2 uur en 40 min
8	2 uur
10	1 uur en 40 min
12	1 uur en 20 min
15	1 uur
Hoogte	33,5 cm
Gewicht leeg	2,5 kg
Gewicht vol	3,7 kg



Continue

Companion C-1000 Topfill stroller	
Flowinstelling	Gebruikstijd
0,25 (continue)	1 dag en 5 uur
0,5 (continue)	20 uur
0,75 (continue)	16 uur
1 (continue)	13 uur
1,5 (continue)	9 uur
2 (continue)	7 uur
2,5 (continue)	6 uur
3 (continue)	5 uur
4 (continue)	3 uur en 50 min
5 (continue)	3 uur
6 (continue)	2 uur en 30 min
Hoogte	34,5 cm
Gewicht leeg	2,27 kg
Gewicht vol	3,70 kg

Zuurstofcilinders met geïntegreerd reduceer-ventiel 2 en 10 liter



Wat zijn zuurstofcilinders met geïntegreerd reduceerventiel?

Zuurstofcilinders met een geïntegreerd reduceerventiel zijn geavanceerde zuurstofcilinders die een drukregelaar en flowmeter direct in de cilinderkop hebben ingebouwd. Door dit innovatieve ontwerp is er een verminderde kans op lekkages door onjuiste aansluitingen.

Zuurstof uit een zuurstofcilinder is een medicijn en alleen verkrijgbaar op recept.

De 2 liter cilinder wordt voornamelijk ingezet als mobiliteitsvoorziening. De 10 liter cilinder wordt gebruikt als noodvoorziening.

Wij raden u aan om per gebruiker een 10 liter noodcilinder op voorraad te hebben. Hierop kan uw cliënt terugvallen indien de stroom uitvalt of het apparaat defect is. Uw cliënt komt hierdoor niet zonder zuurstof te zitten en zo hebben wij voldoende tijd om het probleem te verhelpen.

Bij de 10 liter zuurstofcilinder kunnen wij een cilinderwagen leveren. Deze kunt u kopen of huren.


Let op: We leveren standaard zuurstofcilinders met een geïntegreerd reduceerventiel. Wilt u graag een cilinder met een los reduceerventiel ontvangen? Geef dit dan aan bij het plaatsen van uw bestelling.

Let op!
De gebruikstijden die bij de apparatuur staan vermeld zijn gemiddelden. Het is afhankelijk van meerdere factoren, zoals bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur.



Flowinstelling	Gebruikstijd
0,25	24 uur
0,5	12 uur
0,75	8 uur
1	6 uur
1,5	4 uur en 30 min
2	3 uur
2,5	2 uur en 30 min
3	2 uur
4	1 uur en 30 min
5	1 uur en 15 min
6	1 uur
7	50 min
8	45 min
9	40 min
10	35 min
12	30 min
15	20 min
25	15 min
Gewicht	4 kg zonder reduceerventiel
Hoogte	50,5 cm
Diameter	10 cm

Flowinstelling	Gebruikstijd
0,25	120 uur
0,5	60 uur
0,75	40 uur
1	30 uur
1,5	22 uur en 30 min
2	15 uur
2,5	12 uur en 30 min
3	10 uur
4	8 uur
5	6 uur en 15 min
6	5 uur
7	40 uur en 30 min
8	4 uur
9	3 uur en 30 min
10	3 uur
12	2 uur en 30 min
15	2 uur
25	1 uur en 15 min
Gewicht	15,5 kg zonder reduceerventiel
Hoogte	108 cm
Diameter	14 cm



- › Duidelijk digitaal display waarop u de hoeveelheid zuurstof en resterende gebruikstijd afleest.
- › Alarmsignaal met indicatie lampje als de inhoud van de cilinder onder een kwart zakt en kort voordat de cilinder leeg is.
- › Veilig ophangstelsel en handvat.
- › Geschikt voor gebruik op de MRI.
- › Afzuigaansluitingen met snelkoppeling en slangnippel.
- › Aluminiumfles van hoge kwaliteit.
- › Eenvoudig aan te sluiten op Simplinic software.

De voordelen van zuurstofcilinders met het digitale COMFY® ventiel

Naast de traditionele cilinders hebben wij nu ook cilinders met een digitaal display. Deze geavanceerde oplossingen zijn ontworpen om de zuurstofvoorziening in uw zorginstelling nog efficiënter, veiliger en gebruiksvriendelijker te maken, zodat u de tijd krijgt om te doen wat echt belangrijk is.

Voordelen van zuurstofcilinders met het digitale COMFY® ventiel

1. Gebruiksgemak

U hoeft zelf niet meer te rekenen. U krijgt een exacte weergave van de hoeveelheid zuurstof, de resterende gebruikstijd en de cilinderdruk. Dit wordt duidelijk aangegeven op het digitale display. Hierdoor weet u altijd hoe groot uw zuurstofvoorraad is.

2. Veiligheid

Zodra de inhoud van de cilinder onder een kwart zakt en kort voordat de cilinder leeg is, krijgt u een alarmsignaal. Hierdoor bent u altijd op tijd voor het aansluiten van een nieuwe cilinder. Daarnaast beschikt de COMFY® over een ophangstelsel, zodat deze veilig opgehangen kan worden.

3. Kostenbesparing

Met de COMFY® gaat u efficiënter met uw zuurstof om. Ervaring leert dat wij cilinders terugkrijgen die nog meer dan de helft aan zuurstof bevatten. Dit kan gereduceerd worden, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van iedere druppel zuurstof.

4. Duurzaamheid

Door optimaal gebruik van de zuurstof in de cilinder, heeft u minder zuurstofcilinders nodig, minder transport en minder opslagruimte.

Scan voor meer informatie de QR-code bovenaan de linkerpagina.

Vernevel- en PEP-therapie



PARI BOY Classic	
(Fysiologisch zout 0,9% NaCl)	
Samenstelling	0,9% NaCl
Vernevel frequentie	1 of 2 x daags 1 ampul
Vernevel compressor	PARI BOY Classic
Vernevelaar	LC Sprint, LC Plus en LC Star
Druppelgrootte	3,5 µm, 3,9 µm, 2,2 µm
Respireerbare dosis <5 µm	67%, 64%, 89%
Verneveltijd	5 min, 6-7 min, 6,5-8 min

Wat is verneveltherapie?
Verneveltherapie is een behandelmethode waarbij medicatie wordt omgezet in een fijne mist die via een vernevelaar wordt ingeademd. Hierdoor bereikt de medicatie direct de luchtwegen en longen, wat zorgt voor een snelle en effectieve verlichting van symptomen.

Getoonde apparatuur is een greep uit ons assortiment. Neem contact met ons op voor het actuele aanbod huur- en koop apparatuur.

Wat is PEP-therapie?
PEP staat voor Positive Expiratory Pressure, oftewel positieve expiratoire druk. Bij chronische luchtwegklachten zoals COPD, astma, bronchiëctasieën en Cystic Fybrosis kan PEP-therapie verlichting bieden.

PEP-therapie werkt door uitademen tegen een lichte weerstand in een PEP-apparaat, wat de luchtwegen open houdt en slijm helpt loskomen. Het slijm wordt als het ware los getrild waarna het gemakkelijker kan worden opgehoest.



PARI-O-PEP	
Eenheid	Cm/gram
Soort PEP	Oscillerende PEP
Afmeting B x L x H	5 x 13 x 3 cm
Gewicht	60 gr



Acapella choice	
Eenheid	Cm/gram
Soort PEP	Oscillerende PEP
Afmeting L	15 cm
Gewicht	100 gr

Antibiotica verneveling met PARI eFlow Rapid



Antibiotica verneveltherapie

Wanneer antibiotica oraal of via het infuus niet goed genoeg werken bij aanhoudende luchtweginfecties, kan vernevelen met antibiotica een goed alternatief zijn. Door de antibiotica direct in de longen te vernevelen, komt er een hoge concentratie van het medicijn op de juiste plek. Dit zorgt voor minimale bijwerkingen.

Westfalen Medical biedt diverse oplossingen aan die gericht zijn op het toedienen van antibiotica met een vernevelaar.

Nasal High Flow therapie



Wat is Nasal High Flow therapie?
Bij Nasal High Flow therapie krijgt uw cliënt een hoge luchtstroom met een luchtvochtigheid van 100% toegediend die diep binnendringt in de onderste luchtwegen. Hierdoor wordt het slijm in de luchtwegen soepeler, waardoor het gemakkelijker op te hoesten is.

Aangezien er minder slijm in de luchtwegen achterblijft, vermindert de kans op infecties. Dit resulteert in minder symptomen, minder medicatie en minder ziekenhuisopnames.



MyAirvo™ 2



MyAirvo™ 2	
Afmetingen apparaat	29,5 cm x 17,0 cm x 17,5 cm
Gewicht apparaat	2,2 kg alleen apparaat. 3,4 kg apparaat incl. tas en accessoires
Opwarmtijd	Tot 31°C = 10 minuten. Tot 37°C = 30 minuten.
Stroomvoorziening	100 – 240V
Herbruikbare waterkamer	560 ml
Flowbereik	10-60 L/min

MyAirvo™ 2 nasale interface (neuscanule), (2 stuks)	
Flowbereik	Small 10-50 L/min, medium en large 10-60 L/min
Gebruik	Elke maand vervangen. Gebruik bij één cliënt.

MyAirvo™ 2 AirSpiral verwarmde slang	
Gebruik	Elke twee maanden vervangen. Gebruik bij één cliënt.

Luchtfilter (2stuks)	
Gebruik	Elke drie maanden vervangen. Gebruik bij één cliënt.



ResMed AirSense 11	
Therapie	CPAP, APAP, en For Her instellingen
Afmeting B x L x H	25,9 x 13,9 x 9,5 cm
Gewicht	1,13 kg
Watercapaciteit	380 ml
Druk	4 - 20 cm H2O
Stroomvoorziening	100 - 240V

Philips DreamStation 2	
Therapie	CPAP
Afmeting B x L x H	15,8 x 25,7 x 8,5 cm
Gewicht	1,34 kg
Watercapaciteit	325 ml
Druk	4 - 20 cm H2O
Stroomvoorziening	100 - 240V

Löwenstein Prisma SMART Max	
Therapie	CPAP, APAP
Afmeting B x L x H	17 x 18 x 13,5 cm
Gewicht	1,34 kg
Watercapaciteit	400 ml
Druk	4 - 20 cm H2O
Stroomvoorziening	100 - 240V

PAP-therapie

PAP staat voor Positive Airway Pressure, oftewel positieve luchtweg druk. PAP-therapie is een behandelmethode die wordt gebruikt om ademhalingsproblemen te verlichten bij cliënten met slaapapneu. Het apparaat blaast lucht onder druk door een masker naar de luchtwegen, waardoor deze openblijven tijdens de slaap.

- › **CPAP (Continuous Positive Airway Pressure):** Dit is de meest voorkomende vorm van PAP-therapie en levert een constante luchtstroom om de luchtwegen open te houden.
- › **BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure):** Deze therapie biedt twee verschillende drukniveaus. Een hogere druk bij inademen en een lagere druk bij uitademen, wat comfortabeler kan zijn voor sommige cliënten.
- › **APAP (Automatic Positive Airway Pressure):** Het apparaat past de druk automatisch aan op basis van de ademhalingsbehoefte van uw cliënt gedurende de nacht.

Getoonde apparatuur is een greep uit ons assortiment. Neem contact met ons op voor het actuele aanbod huur- en koop apparatuur.

Verbruiks- en comfort- artikelen

Scan de QR code om
direct naar de webshop
te gaan.



Westfalen Medical biedt een uitgebreid assortiment verbruiks- en comfortartikelen aan. Denk hierbij aan diverse typen neusbrillen, maskers, filters of oorbeschermers.

Maar ook voor comfortartikelen zoals extra accu's en draagtassen voor mobiele concentratoren, wangplakkers, saturatiemeters en neusgel kunt u bij ons terecht.

Neusbril 1165000

Meest gangbare neusbril voor volwassenen



Zuurstofslang (Anti knik)



Saturatiemeter HbO-Smart (Fingertip Pulse Oximeter)



Wangplakkers



Neusbril 1600

Een high flow neusbril voor volwassenen



Carbomeer Watergel



Trainingen van Westfalen Medical



Kennis en trainingen voor zorgprofessionals

De beste medische hulpmiddelen presteren optimaal in de handen van goed getrainde zorgprofessionals. Daarom gaat onze service verder dan alleen leveren. Wij investeren actief in de kennis en vaardigheden van uw personeel.

Ons trainingsaanbod: flexibel en praktijkgericht

Wij bieden een mix van leervormen aan die aansluit bij de diverse wensen en de dynamische planning van uw organisatie.

- › Digitale trainingen
- › Big-geaccrediteerde scholing op locatie
- › Online instructiebibliotheek

Wij kunnen een trainingsplan opstellen dat naadloos aansluit bij uw kennisbehoefte en de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Vraag ernaar bij uw accountmanager.



De kwaliteit van Westfalen Medical



Westfalen Medical; de totaalleverancier van respiratoire zorg.

Wij zorgen voor een soepele, snelle en vertrouwde levering van de benodigde apparatuur. Wij ontzorgen, begeleiden en ondersteunen u waar mogelijk.

Bij Westfalen Medical vindt u alles onder één dak als het gaat om respiratoire therapieën. Voor elke therapie bent u bij ons aan het juiste adres en durven we hardop te zeggen: Onder ons dak ontmoet de professional de professional.

Waar u bij Westfalen Medical op mag rekenen:

- › Uw eigen vaste accountmanager/sparringpartner.
- › Landelijke dekking.
- › Uitgebreid assortiment van apparatuur voor alle respiratoire aandoeningen.
- › Snelle levering.


Wilt u meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Dat kan telefonisch op 0570 - 858 404
of via verkoop@westfalenmedical.nl.

Westfalen Medical

- › KNMP Verklaring, verklaring betrouwbare toeleverancier
- › ISO 9001:2015
- › ISO 27001:2022
- › GMP/GDP
- › 10 depots verdeeld over Nederland

Zorgportaal



Wilt u inzicht hebben in uw facturen en bestellingen? Wij hebben een zorgportaal waarin alles overzichtelijk onder elkaar staat. Uw accountmanager helpt u graag bij het aanmaken van een account en de inrichting hiervan.

Wilt u eerst graag zien hoe onze digitale omgeving eruitziet en werkt? Maak dan een afspraak met uw accountmanagers voor een vrijblijvende demonstratie.

U kunt hen op werkdagen telefonisch bereiken via 0570-858 404 of per e-mail verkoop@westfalenmedical.nl.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen



Iedereen roept het tegenwoordig. Maar wij doen het ook echt. Sterker nog: duurzaamheid is ons op het lijf geschreven. Hoe dat er voor ons uit ziet? We kijken om naar onze medemens. Met zorg en aandacht. We maken weloverwogen keuzes als het gaat om het milieu.

Mens

Oprechte zorg bieden aan een kwetsbare groep in onze samenleving. Dát is waar wij iedere dag ons bed voor uitkomen. Met al onze aandacht helpen we cliënten dagelijks met medicinale zuurstof. Of andere therapieën voor respiratoire aandoeningen. Onze medewerkers? Zij zijn de stuwende krachten achter Westfalen Medical. Daarom investeren we in de beste arbeidsomstandigheden en opleidingen. En kijken we écht naar elkaar om. Met aandacht voor elkaar noemen we dat. Wil je als medewerker graag thuiswerken? Bij ons krijg je die ruimte. Ook stimuleren we de gezondheid van onze medewerkers. Hoe? Met ons fietsplan voor collega's als mooi voorbeeld. Dit stimuleert beweging. Hierdoor dragen we bij aan hun fysieke gezondheid. Dat is waar wij het voor doen. Maar ook reduceren wij de CO₂-uitstoot doordat meer medewerkers hun auto laten staan. Win-win noemen we dat.

Milieu

Onze omgeving, daar zijn we zuinig op. Daarom zijn we iedere dag bezig met het beperken van onze CO₂-uitstoot. Hoe? Door onze grootschalige inzet van telemonitoring bijvoorbeeld. Dit zetten we bij zoveel mogelijk therapieën in. De apparatuur geeft automatisch de waarden door. Valt ons iets op, dan nemen wij direct telefonisch contact op met de zorg om het probleem op te lossen. Zo zijn er veel minder fysieke afspraken nodig. Dit betekent minder ritten naar de cliënt en dus minder CO₂-uitstoot.

Maar dat is niet alles. We zetten lichte composiet cilinders in, die door hun duurzame materiaal een langdurige gebruiksduur bieden. Deze worden onder hoge druk gevuld. Hierdoor hebben onze klanten minder voorraad nodig. Minder transportbewegingen betekent ook weer minder CO₂-uitstoot. En we kunnen meerdere klanten bedienen met dezelfde bus. Wel zo makkelijk.

Maatschappij

Wij gaan verder dan alleen maar denken aan milieu, klanten en medewerkers. Zo is jong talent bij ons ook van harte welkom. Zij zijn immers onze toekomst.

EcoVadis

Van alternatieve aandrijfenergie tot waterstof, milieuvriendelijke koudemiddelen en warmte op basis van elektriciteit. In het kader van de groene transitie stapt de Westfalen Groep steeds meer af van fossiele brandstoffen en richt zij zich meer op een duurzame toekomst. EcoVadis, 's werelds grootste aanbieder van duurzaamheidsranglijsten voor bedrijven, heeft Westfalen een platina medaille toegekend voor deze inzet. De Westfalen Groep behoort daarmee tot de top 1% van alle beoordeelde bedrijven. De beoordeling weerspiegelt ons strategische werk op het gebied van duurzaamheid en versterkt tegelijkertijd onze positie in de markt in een tijd waarin klanten en werknemers steeds meer waarde hechten aan het werken met en bij bedrijven die duurzaam opereren.

Westfalen

De geschiedenis van ons bedrijf start in 1923 met de oprichting van „Sauerstoffwerke A.G.“ in het Duitse Munster. Westfalen is een niet beursgenoteerd familiebedrijf.

Oprichting Westfalen Medical Deventer in 2011.

Dé totaalleverancier
in respiratoire
therapieën.



- › Zuurstoftherapie
- › Verneveltherapie
- › Antibiotica verneveltherapie
- › Nasal High Flow therapie
- › PEP-therapie
- › CPAP-therapie
- › Slaappositietherapie



Hoofdkantoor Westfalen groep in Munster, Duitsland.

6 landen in Europa Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk

Duitsland:

Westfalen AG & Co. KG, Münster;
Westfalen Medical GmbH, Siegen

Nederland:

Westfalen Gassen Nederland BV;
Westfalen Medical BV, Deventer

België:

Westfalen BV-SRL, Aalst/Alost

Frankrijk:


Westfalen France S.A.R.L., Rosselange

Oostenrijk:

Westfalen Austria GmbH,
Gramatneusiedl

Zwitserland:

Westfalen Gas Schweiz GmbH



Westfalen Medical BV

Rigastraat 14
7418 EW Deventer

Tel. 0570 - 858 404
verkoop@westfalenmedical.nl
westfalenmedical.com

Westfalen
Medical