



Productspecificatie Homefill cilinder 1,7 liter on demand

| Homefill cilinder 1,7 liter on demand | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Flowinstelling | Gebruikstijd |
| 1,0 (on demand) | 14 uur en 18 minuten |
| 2,0 (on demand) | 9 uur en 6 minuten |
| 3,0 (on demand) | 6 uur en 54 minuten |
| 4,0 (on demand) | 5 uur en 36 minuten |
| 5,0 (on demand) | 4 uur en 42 minuten |
| 2,0 (continue) | 2 uur |
| Hoogte | 37,5 cm |
| Diameter | 11,1 cm |
| Gewicht | 2,6 kg |

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van het aantal ademhalingen van de patiënt en de leeftijd van de apparatuur.